



JAJ International, Inc.

RAPIDES, EXACTITUD, RESULTADOS

•10054 Mesa Ridge Court • Suite120•San Diego • CA 92121 USA •T: +1 (858) 866-0788 •T: +1 (866) 526-9738(Solo E.U.A)

Fax: +1 (858) 866-1688 • Correo: info@jajinternational.com •

www.jajinternational.com

Gama de Productos

Perfil de Nuestra Empresa.....	3
Cualitativos de Pruebas Rápidas.....	4
Cuantitativos de Pruebas Rápidas.....	10
Kits de Pruebas Elisa.....	11
Kits de Pruebas CLIA	13
Lectores Cuantitativos.....	16
Descripciones de Nuestros Productos.....	19

The logo for QikTech, featuring the word "QikTech" in a stylized, blue, sans-serif font with a slight shadow effect.

Nuestros productos son hechos usando tecnología suprema y solamente usamos los mejores anticuerpos y antígenos. Esto es el sustantivo de JAJ.

Perfil de Empresa

Quiénes somos?

La misión de JAJ International Inc., es de investigar, crear y comercializar productos de la más alta calidad de diagnósticos rápidos In-Vitro, y a la misma vez impulsar las normas obsoletas y remplazarlos con nuestros métodos prácticos e innovadores de desarrollo. JAJ International es un pionero en innovaciones tecnológicas permitiéndonos monitorear y mejorar nuestras plataformas de desarrollo continuamente, de manera para conformar a los sustantivos más altos de regulación. Nosotros fabricamos una amplia gama de productos que se enfocan en la detección del abuso de drogas, enfermedades infecciosas, oncología, cardiología, Kits de pruebas ELISA, Kits de Pruebas CLIA, lectores cuantitativos, diabetes y además de productos personalizados para nuestros clientes que aseguran la tranquilidad con un diagnóstico preciso. Estamos comprometidos a proveer aparatos de pruebas de mejor calidad comparada a productos similares en la industria, y a precios más accesibles.

Nuestro compromiso con el diagnóstico altamente sensible y preciso disminuyen los costos al consumidor y agregan valor en áreas de:

- Prevención de errores en diagnóstico (positivos falsos, negativos falsos, y resultados inconclusos)
- Prevención de gastos de medicinas, tratamientos, y mala utilización de recursos en hospitales.
- Evitando el sufrimiento innecesario de pacientes.
- Evitando reclamos de mal práctica y costos legales a causa de un diagnóstico erróneo.
- Permitiendo que nuestros consumidores tengan acceso directo a servicios de puntos de atención de calidad.

Tecnología e Innovación

Nuestro éxito en prototipo rápido y proceso patentado e innovador de fabricación nos permite la flexibilidad de responder rápidamente a brotes de epidemias y cambios de paradigma en el mercado mundial. Estos productos presentan las siguientes características: rapidez, facilidad de uso, precios económicos, un proceso de solo un paso, sensibilidad y mayor precisión. Los beneficios aumentan para hospitales, instituciones, clínicas, médicos, y pacientes en la forma un valor predictivo más eficaz. Esto disminuye la ventana de diagnóstico y permite a médicos y otros proveedores de salud a tomar la acción apropiada para así asegurar el mejor resultado para pacientes y para promover un vida saludable.

El Lado Humano De Diagnosticas

Nuestro compromiso a proveer diagnósticos precisos resulta de nuestra obligación de compartir y crear un lado más humano en la industria de diagnósticos. Nosotros creemos y practicamos principios de responsabilidad social, y a través de nuestra marca (QikTech), nosotros tendemos la mano a todos quienes comparten nuestros valores importantes; la fuerza de un paciente y su salud



Infarto de Miocardio Agudo

No. de Cat.	Descripción	Muestra	Formato	Limite	Marca CE	Tamaño
H-001	Troponin I	Suero/Plasma	Casete	0.5 ng/ml	✓	25 P/Caja
H-002	Troponin I	Sangre	Casete	0.5 ng/ml	✓	25P/Caja
H-003	CKMB	Suero/Plasma	Casete	5 ng/ml	✓	25P/Caja
H-004	CKMB	Sangre	Casete	5 ng/ml	✓	25P/Caja
H-005	Myoglobin	Suero/Plasma	Casete	70 ng/ml	✓	25P/Caja
H-006	Myoglobin	Sangre	Casete	70 ng/ml	✓	25P/Caja
H-007	Tni/CKMB/Myo	Suero	Casete		✓	25P/Caja
H-008	Tni/CKMB/Myo	Sangre	Casete		✓	25P/Caja
H-009	Proteína C-reactiva (CRP)		Casete		✓	25P/Caja
H-010	Proteína C-reactiva (CRP)		Casete		✓	25P/Caja
H-011	BNP-Single	Suero/Plasma	Casete		✓	25P/Caja
H-012	Pro-BNP+1-3 líneas	Suero/Plasma	Casete		✓	25P/Caja
H-013	NT-pro-BNP+2-4 líneas	Suero/Plasma	Casete		✓	25P/Caja
H-017	c-FABP	Suero/Plasma	Casete		✓	25P/Caja
H-018	c-FABP	Sangre	Casete		✓	25P/Caja

***Pruebas Suero/Plasma pueden ser usadas con los dos Suero y plasma**

***Pruebas de Sangre pueden ser usadas con Sangre, Suero, y plasma**

Tumor y Cáncer

No. de Cat.	Descripción	Muestra	Formato	Limite	Marca CE	Tamaño
C-001-1	*PSA	Suero/Plasma	Casete	4 ng/ml	✓	25P/Caja
C-001-2	*PSA	Suero/Plasma	Tira	4 ng/ml	✓	25P/Caja
C-001-3	*PSA	Sangre	Casete	4 ng/ml	✓	25P/Caja
C-002-1	*PSA	Suero/Plasma	Casete	4/10 ng/ml	✓	25P/Caja
C-002-2	*PSA	Sangre	Casete	4/10 ng/ml	✓	25P/Caja
C-003-1	*PSA	Suero/Plasma	Casete	20 ng/ml	✓	25P/Caja
C-003-2	*PSA	Sangre	Casete	20 ng/ml	✓	25P/Caja
C-005	α- FP	Suero/Plasma	Casete	5 ng/ml	✓	25P/Caja
C-006	α- FP	Suero/Plasma	Tira	5 ng/ml	✓	25P/Caja
C-007	α- FP	Sangre	Casete	5 ng/ml	✓	25P/Caja
C-008	CEA	Suero/Plasma	Casete	5 ng/ml	✓	25P/Caja
C-009	CEA	Suero/Plasma	Tira	5 ng/ml	✓	25P/Caja
C-010	CEA	Sangre	Casete	5 ng/ml	✓	25P/Caja
C-011	CEA	Sangre	Tira	5 ng/ml	✓	25P/Caja
C-012	HCC (α- FP)	Suero/Plasma	Casete	5/20 ng/ml	✓	25P/Caja
C-013	HCC (α- FP)	Sangre	Casete	5/20 ng/ml	✓	25P/Caja
C-014	HCC (α- FP)	Suero/Plasma	Casete	100/400 ng/ml	✓	25P/Caja
C-015	HCC (α- FP)	Sangre	Casete	100/400 ng/ml	✓	25P/Caja
C-016	FOB	Extraccion-Feces	Casete	12 ug hHb/g	✓	25P/Caja
C-017	FOB	Extraccion-Feces	Varilla		✓	
C-018		Tubo de Extracción			✓	

***Todas la pruebas rápidas están garantizadas a tener 18 meses de vida útil**

***PSA limite dual y diseño personal disponible**

***Pruebas disponibles en forma de cartas completas o tiras**

*** Marcas genéricas o personalizadas disponibles
* Pruebas personalizadas disponibles por solicitud**

Fertilidad y Salud Natal

No. de Cat.	Descripción	Muestra	Formato	Limite	Marca CE	Tamaño
F-001	Down's hCG / α -FP(Semanas 14-15)	Suero/Plasma/Sangre	Casete		✓	25T/Caja
F-003-3	*Down's hCG / α -FP(Semanas 16-17)	Suero/Plasma/Sangre	Casete		✓	25T/Caja
F-007	hCG Embarazo	Orina	4mm Casete	25 mIU/ml	✓	25T/Caja
F-008-3	hCG Embarazo	Orina	3mm Tira	25 mIU/ml	✓	25T/Caja
F-008-4	hCG Embarazo	Orina	4mm Tira	25 mIU/ml	✓	25T/Caja
F-008	hCG Embarazo	Orina	5mm Tira	25 mIU/ml	✓	25T/Caja
F-009	hCG Embarazo	Orina/Suero	4mm Casete	25 mIU/ml	✓	25T/Caja
F-010	hCG Embarazo	Orina/Suero	4mm Tira	25 mIU/ml	✓	25T/Caja
F-007-M	hCG Embarazo	Orina	Midstream	25 mIU/ml	✓	25T/Caja
F-011	LH	Orina	Casete	30 mIU/ml	✓	25T/Caja
F-011-D	LH	Orina	Tira	30 mIU/ml	✓	25T/Caja
F-012	FSH	Orina	Casete	40 mIU/ml	✓	25T/Caja
F-013	FSH	Orina	Tira	40 mIU/ml	✓	25T/Caja
F-014	NTD	Suero/Plasma	Casete		✓	25T/Caja
F-014-B	NTD	Sangre	Casete		✓	25T/Caja
F-015	Aborto Involuntario	Suero/Plasma	Casete		✓	25T/Caja
F-016	Aborto Involuntario	Sangre	Tira		✓	25T/Caja
F-017	Aborto Involuntario		Casete		✓	25T/Caja
N-003	Estradiol	Suero/Plasma/Sangre	Casete			25T/Caja
N-006	Progesterona	Suero/Plasma/Sangre	Casete			25T/Caja
N-007	Testosterona	Suero/Plasma/Sangre	Casete			25T/Caja
			**Prueba de confirmación de 14-15 semanas			

Hormonas TSH

No. de Cat.	Descripción	Muestra	Formato	Limite	Marca de CE	Tamaño
T-001	Neo-TSH	Suero/Plasma	Casete		✓	25T/Caja
T-002	Neo-TSH	Suero/Plasma	Tira		✓	25T/Caja
T-003	Neo-TSH	Sangre	Casete		✓	25T/Caja
T-004	TSH	Suero/Plasma	Casete	5 uIU/ml	✓	25T/Caja
T-005	TSH	Suero/Plasma	Tira	5 uIU/ml	✓	25T/Caja
T-006	TSH	Sangre	Casete	5 uIU/ml	✓	25T/Caja
T-007	Semi-TSH	Suero/Plasma	Casete	1/5 uIU/ml	✓	25T/Caja
T-009	Semi- TSH	Sangre	Casete	1/5 uIU/ml	✓	25T/Caja
T-010	T3	Suero/Plasma/ Sangre	Casete			25T/Caja
T-011	T4	Suero/Plasma/ Sangre	Casete			25T/Caja

Otras Pruebas

No. de Cat.	Descripción	Muestra	Forma	Limite	Marca CE	Tamaño
O-001	Human IgE	Suero/Plasma	Casete	80 iu/ml	✓	25P/Caja
O-002	Human IgE	Suero/Plasma	Tira	80 iu/ml	✓	25P/Caja
O-003	Human IgE	Sangre	Casete	80 iu/ml	✓	25P/Caja
O-004	Human Albumin	Suero/Plasma	Casete		✓	25P/Caja
O-005	Human Albumin	Suero/Plasma	Tira		✓	25P/Caja
O-006	Human Albumin	Sangre	Casete		✓	25P/Caja
O-007	Micro Albumin	Orina	Casete	20 ug/ml	✓	25P/Caja
O-008	HbA1c		Casete		✓	25P/Caja
O-009	Salmonella (IgG/IgM)	Suero/Plasma	Casete		✓	25P/Caja

Detección del Abuso de Drogas

No. de Cat.	Descripción	Muestra	Formato	Límite	Marca CE	Tamaño
D-001	Amphetamine	Orina	Dip Test/ Casete		✓	25P/Caja
D-001S	Amphetamine	Saliva	Collección Oral en Casete		✓	25P/Caja
D-002	Methamphetamine	Orina	Dip Test/ Casete		✓	25P/Caja
D-002S	Methamphetamine	Saliva	Collección Oral en Casete		✓	25P/Caja
D-003	Cocaine	Orina	Dip Test/ Casete		✓	25P/Caja
D-003S	Cocaine	Saliva	Collección Oral en Casete		✓	25P/Caja
D-004	Morphine	Orina	Dip Test/ Casete		✓	25P/Caja
D-004S	Morphine	Saliva	Collección Oral en Casete		✓	25P/Caja
D-005	THC (Marijuana)	Orina	Dip Test/ Casete		✓	25P/Caja
D-005S	*THC (Marijuana)	Saliva	Collección Oral en Casete		✓	25P/Caja
D-006	Benzodiazepines	Orina	Dip Test/ Casete		✓	25P/Caja
D-006S	Benzodiazepines	Saliva	Collección Oral en Casete		✓	25P/Caja
D-007	PCP	Orina	Dip Test/ Casete		✓	25P/Caja
D-007S	PCP	Saliva	Collección Oral en Casete		✓	25P/Caja
D-008	Barbiturates	Orina	Dip Test/ Casete		✓	25P/Caja
D-008S	Barbiturates	Saliva	Collección Oral en Casete		✓	25P/Caja
D-009	MDMA (Ecstasy)	Orina	Dip Test/ Casete		✓	25P/Caja
D-009S	MDMA (Ecstasy)	Saliva	Collección Oral en Casete		✓	25P/Caja
D-010	Oxycodone(OXY)	Orina	Dip Test/ Casete		✓	25P/Caja
D-010S	Oxycodone(OXY)	Saliva	Collección Oral en Casete		✓	25P/Caja
D-011	TCA	Orina	Dip Test/ Casete		✓	25P/Caja
D-011S	TCA	Saliva	Collección Oral en Casete		✓	25P/Caja
D-012	Methadone (MTD)	Orina	Dip Test/ Casete		✓	25P/Caja
D-012S	Methadone (MTD)	Saliva	Collección Oral en Casete		✓	25P/Caja
D-013	Cotinine	Orina	Dip Test/ Casete		✓	25P/Caja
D-013S	Cotinine	Saliva	Collección Oral en Casete		✓	25P/Caja
D-014	BUP	Orina	Dip Test/Casete			25P/Caja
D-014S	BUP	Saliva	Collección Oral en Casete			25P/Caja
D-015	Syn-THC Synthetic	Orina	Dip Test/Casete			25P/Caja
D-015 S	Syn-THC Synthetic	Saliva	Collección Oral en Casete			25P/Caja
D-016	Mephedrone	Orina	Dip Test/Casete			25P/Caja
D-016 S	Mephedrone	Saliva	Collección Oral en Casete			25P/Caja
D-017S	Alcohol	Saliva	Collección Oral en Casete			25P/Caja

* PRUEBAS THC AT PARENT Δ 9 at 20ng/ml

COMBINACIONES DISPONIBLES (2 en 1) (3 en 1) (5 en 1) (6 en 1) (7 en 1) (8 en 1)(10 en 1)(12 en 1)

Detección de Drogas en Vaso

No. de Cat.	Descripción	Muestra	Formato	FDA (510k)	Marca CE	Drogas
D-101	4 Panel Drug Cup	Orina	Vaso	✓	✓	4
D-102	5 Panel Drug Cup	Orina	Vaso	✓	✓	5
D-103	6 Panel Drug Cup	Orina	Vaso	✓	✓	6
D-104	7 Panel Drug Cup	Orina	Vaso	✓	✓	7
D-105	8 Panel Drug Cup	Orina	Vaso	✓	✓	8
D-106	9 Panel Drug Cup	Orina	Vaso	✓	✓	9
D-107	10 Panel Drug Cup	Orina	Vaso	✓	✓	10
D-108	11 Panel Drug Cup	Orina	Vaso	✓	✓	11
D-109	12 Panel Drug Cup	Orina	Vaso	✓	✓	12
D-201	12 Panel Drug Cup (CLIA Waived)	Orina	Vaso	✓	✓	12

Enfermedades Infecciosas						
No. de Cat.	Descripción	Muestra	Formato	Limite	Marca CE	Tamaño
I-001	H.Py-Ab	Sangre/Suero/Plasma	Casete		✓	25P/Caja
I-002	H.Py-Ab	Sangre/Suero/Plasma	Varilla		✓	25P/Caja
I-001-F	H.Py Antígeno	Feces	Casete		✓	25P/Caja
I-002-F	H.Py Antígeno	Feces	Varilla		✓	25P/Caja
I-003	HBsAg	Sangre/Suero/Plasma	Casete		✓	25P/Caja
I-005	HBsAg	Sangre	Casete	1ng/ml	✓	25P/Caja
I-004	HBsAg	Suero/Plasma	Varilla	1ng/ml	✓	25P/Caja
I-006	HBsAb	Suero/Plasma	Casete		✓	25P/Caja
I-008	HBsAb	Sangre	Casete		✓	25P/Caja
I-007	HBsAb	Suero/Plasma	Varilla		✓	25P/Caja
I-009	HBeAg	Suero/Plasma	Casete		✓	25P/Caja
I-011	HBeAg	Sangre	Casete		✓	25P/Caja
I-010	HBeAg	Suero/Plasma	Varilla		✓	25P/Caja
I-012	HBeAb	Suero/Plasma	Casete		✓	25P/Caja
I-014	HBeAb	Sangre	Casete		✓	25P/Caja
I-013	HBeAb	Suero/Plasma	Varilla		✓	25P/Caja
I-015	HBcAb	Suero/Plasma	Casete		✓	25P/Caja
I-017	HBcAb	Sangre	Casete		✓	25P/Caja
I-016	HBcAb	Suero/Plasma	Varilla		✓	25P/Caja
I-018	HBV Combo(HBsAg-HBsAb-HBeAg-HBeAb-HbcAb)	Suero/Plasma	Casete		✓	25P/Caja
I-019	Chlamydia	Extracción	Casete		✓	25P/Caja
I-020	Chlamydia	Extracción	Varilla		✓	25P/Caja
I-021-1	VIH I/II	Sangre/Suero/Plasma	Casete		✓	25P/Caja
I-021-2	VIH I/II	Suero/Plasma	Casete		✓	25P/Caja
I-021-3	VIH I/II	Saliva	Casete		✓	25P/Caja
I-021-5	VIH-Antígeno (p-24)	Sangre/Suero/Plasma	Casete		✓	25P/Caja
I-022	HCV	Suero	Casete		✓	25P/Caja
I-023	HCV	Suero	Varilla		✓	25P/Caja
I-024	HCV	Sangre	Casete		✓	25P/Caja
I-025	Sífilis	Suero	Casete		✓	25P/Caja
I-026	Sífilis	Sangre	Casete		✓	25P/Caja
I-033	VIH/HCV Combo	Suero/Sangre	Casete		✓	25P/Caja
I-035	VIH/Sífilis Combo	Suero	Casete		✓	25P/Caja
I-035-D	VIH/ Sífilis Combo	Sangre	Varilla		✓	25P/Caja
I-036	TORCH- IgG Toxoplasma	Suero/Plasma	Cas/Var		✓	25P/Caja
I-037	Rubella Virus	Suero/Plasma	Cas/Var		✓	25P/Caja
I-038	Cytomegalovirus	Suero/Plasma	Cas/Var		✓	25P/Caja
I-039	Herpes Simplex-1	Suero/Plasma	Cas/Var		✓	25P/Caja
I-040	Herpes Simplex-2	Suero/Plasma	Cas/Var		✓	25P/Caja
I-042	TORCH- IgM Toxoplasma	Suero/Plasma	Cas/Var		✓	25P/Caja
I-043	Rubella Virus	Suero/Plasma	Cas/Var		✓	25P/Caja
I-044	Cytomegalovirus	Suero/Plasma	Cas/Var		✓	25P/Caja
I-045	Herpes Simplex-1	Suero/Plasma	Cas/Var		✓	25P/Caja
I-046	Herpes Simplex-2	Suero/Plasma	Cas/Var		✓	25P/Caja
I-041	Panal TORCH IgG (Toxo-CMV-Rubella-HSV1-HSV2)	Suero/Plasma	Casete		✓	25P/Caja
I-047	Panal TORCH IgM(Toxo-CMV-Rubella-HSV1-HSV2)	Suero/Plasma	Casete		✓	25P/Caja
I-048-1	Strep A	Extracción	Casete		✓	25P/Caja
I-048-2	Strep A	Extracción	Varilla		✓	25P/Caja
I-049-1	Strep B	Extracción	Casete		✓	25P/Caja
I-077-5	Tifoidea IgG/IgM Combo	Sangre/Suero/Plasma	Casete		✓	25P/Caja

Enfermedades Infecciosas						
No. de Cat.	Descripción	Muestra	Formato	Limite	Marca CE	Tamaño
I-052	Paperas IgG	Suero/Plasma	Casete		✓	25P/Caja
I-053	Paperas IgM	Suero/Plasma	Casete		✓	25P/Caja
I-054	Sarampión IgG	Suero/Plasma	Casete		✓	25P/Caja
I-055	Sarampión IgM	Suero/Plasma	Casete		✓	25P/Caja
I-056	Varicela Zoster Virus IgG	Suero/Plasma	Casete		✓	25P/Caja
I-057	Varicela Zoster Virus IgM	Suero/Plasma	Casete		✓	25P/Caja
I-058	Virus Syncytial Respiratorio IgG	Suero/Plasma	Casete		✓	25P/Caja
I-059	Respiratory Syncytial Virus IgM	Suero/Plasma	Casete		✓	25P/Caja
I-061	Dengue IgG	Sangre/Suero/Plasma	Casete		✓	25P/Caja
I-062	Dengue IgM	Sangre/Suero/Plasma	Casete		✓	25P/Caja
I-062-C	Dengue Combo (IgG-IgM)	Sangre/Suero/Plasma	Casete		✓	25P/Caja
I-063	Chagas IgG	Sangre/Suero/Plasma	Casete		✓	25P/Caja
I-064	Chagas IgM	Sangre/Suero/Plasma	Casete		✓	25P/Caja
I-067	EBV IgG	Sangre/Suero/Plasma	Casete		✓	25P/Caja
I-068	EBV IgM	Sangre/Suero/Plasma	Casete		✓	25P/Caja
I-069	Malaria-P.f.	Sangre/Suero/Plasma	Casete		✓	25P/Caja
I-070	Malaria-P.v	Sangre/Suero/Plasma	Casete		✓	25P/Caja
I-071	Malaria-P.f/P.v-Combo	Sangre/Suero/Plasma	Varilla		✓	25P/Caja
I-073	Influenza A	Nasal	Casete		✓	25P/Caja
I-074	Influenza B	Nasal	Tira		✓	25P/Caja
I-074-1	Influenza A-B	Nasal	Casete		✓	25P/Caja
I-075-G	Influenza A-H1N1 (No-Especifica)	Nasal	Tira		✓	25P/Caja
I-075-S	Influenza A-H1N1 (Especifica)	Nasal	Tira		✓	25P/Caja
I-076	Mycoplasma	Suero/Plasma	Casete			25P/Caja
I-077	Tifoidea- Ag	Sangre/Suero/Plasma	Casete			25P/Caja
I-105S	HEV IgG	Suero/Plasma	Casete			25P/Caja
I-106S	HEV IgM	Suero/Plasma	Casete			25P/Caja
I-107S	HEV IgG/IgM	Suero/Plasma	Casete			25P/Caja
N-001	HAV IgG	Suero/Plasma	Casete			25P/Caja
N-002	HAV IgM	Suero/Plasma	Casete			25P/Caja
I-021U1	VIH I/II GP 36/41/120/160	Saliva	Casete			25P/Caja
I-021L1	VIH I/II GP 36/41	Sangre/Suero/Plasma	Casete			25P/Caja
I-021M1	VIH I/II GP 36/41/120	Sangre/Suero/Plasma	Casete			25P/Caja
I-021P4	VIH I/II GP 36/41/120/160 P24	Sangre/Suero/Plasma	Casete			25P/Caja
I-022P4	VIH I/II Detección Temprana P24	Sangre/Suero/Plasma	Casete			25P/Caja
I-065	Rota Virus IgG	Suero/Plasma	Casete		✓	25P/Caja
I-066	Rota Virus IgM	Suero/Plasma	Casete		✓	25P/Caja
I-080	Chikungunya	Sangre/Suero/Plasma	Casete			25P/Caja
I-081	Adeno Virus	Suero/Plasma	Casete			25P/Caja
I-082	Adeno Virus	Suero/Plasma	Casete			25P/Caja
I-211B	Tuberculosis IgG	Sangre/Suero/Plasma	Casete		✓	25P/Caja
I-212	Tuberculosis IgM	Sangre/Suero/Plasma	Casete		✓	25P/Caja
I-213	Tuberculosis IgG/IgM Combo	Sangre/Suero/Plasma	Casete		✓	25P/Caja
I-221S	Leptospirosis IgG	Suero/Plasma	Casete			25P/Caja
I-222	Leptospirosis IgM	Suero/Plasma	Casete			25P/Caja
I-223	Leptospirosis IgG/IgM Combo	Suero/Plasma	Casete			25P/Caja
I-224	HPV (IgG/IgM)/ Antígeno Combo	Suero/Plasma	Casete			25P/Caja
I-225	Antígeno Dengue (NS-1)/AB Combo	Suero/Plasma	Casete			25P/Caja
I-226	Malaria Pan Combo	Sangre/Suero/Plasma	Casete			25P/Caja
I-227	Avían Influenza (H5N1 Spec/Non-)Combo		Casete			25P/Caja

AlcoHAWK® Series de Alcoholímetros

No. de Cat.	Descripcion	Muestra	Formato	Droga Analizada	Marca CE	Tamaño
D-301	AlcoHAWK® Slim	Soplo	Alcoholímetros	Alcohol		1P/ Caja
D-302	AlcoHAWK® Slim Ultra	Soplo	Alcoholímetros	Alcohol		1P/ Caja
D-303	AlcoHAWK® Slim 2	Soplo	Alcoholímetros	Alcohol		1P/ Caja
D-304	AlcoHAWK® Precision	Soplo	Alcoholímetros	Alcohol		1P/ Caja
D-305	AlcoHAWK® ABI	Soplo	Alcoholímetros	Alcohol		1P/ Caja
D-306	AlcoHAWK® PRO	Soplo	Alcoholímetros	Alcohol		1P/ Caja
D-307	AlcoHAWK® Elite	Soplo	Alcoholímetros	Alcohol		1P/ Caja
D-308	PT500 Gift Box	Soplo	Alcoholímetros	Alcohol		1P/ Caja
D-309	PT 500 Prof Kit	Soplo	Alcoholímetros	Alcohol		1P/ Caja

AlcoHAWK® Serie de boquillas

No. de Cat.	Descripcion	Muestra	Formato	Droga Analizada	Marca CE	Tamaño
D-321	Boquillas - Slim, Precision, Elite, PT	Soplo	Boquilla	Alcohol		10 por caja
D-322	Boquillas - Slim, Precision, Elite, PT	Soplo	Boquilla	Alcohol		50 por caja
D-331	Boquillas - ABI, Pro	Soplo	Boquilla	Alcohol		10 por caja
D-332	Boquillas - ABI, Pro	Soplo	Boquilla	Alcohol		50 por caja

AlcoHAWK® PT Fuel-Cell Serie de alcoholímetros

No. de Cat.	Descripcion	Muestra	Formato	Droga Analizada	Marca CE	Tamaño
D-351	PT400	Soplo	Alcoholímetros	Alcohol		1P/ Caja
D-352	PT500 con impresora	Soplo	Alcoholímetros	Alcohol		1P/ Caja
D-353	PT750 con impresora	Soplo	Alcoholímetros	Alcohol		1P/ Caja
D-354	PT Series impresora	Soplo	Alcoholímetros	Alcohol		1P/ Caja

AlcoHAWK® PT Fuel-Cell Serie Accesorios

No. de Cat.	Descripcion	Muestra	Formato	Droga Analizada	Marca CE	Tamaño
D-361	PT750 Boquillas	Soplo	Boquilla	Alcohol		1/ Caja
D-362	PT750 CC Adaptador	Soplo	CC Adaptador	Alcohol		1/ Caja
D-363	PT750 Adaptador	Soplo	Adaptador	Alcohol		1/ Caja
D-364	PT750 Estuche Rigido	Soplo	Estuche	Alcohol		1/ Caja

Reactivo Analisis de orina en tiras

No. de Cat.	Descripcion	Muestra	Formato	Droga Analizada	Marca CE	Tamaño
UR-011	UR Ketone Rapida	Orina	Tira	Ketone		100/ Frasco
UR-015	UR- 3 Panel Rapida	Orina	Tira	Glu-Pro-PH		100/ Frasco
UR-016	UR-10 Panel Rapida	Orina	Tira	*10 in 1		100/ Frasco
*Glucose, Protein, PH, Leucocytes, Nitrites, Ketones, Blood, Bilirubin, Urobilinogen, peso especifico						

Cuantitativo-Infarto de Miocardio Agudo

No. de Cat.	Descripción	Muestra	Formato	Limite	Marca CE	Tamaño
QH-001	NT-PRO-BNP	Suero/Plasma/Sangre	Casete			25P/Caja
QH-002	Troponin I	Suero/Plasma/Sangre	Casete			25P/Caja
QH-003	CKMB	Suero/Plasma/Sangre	Casete			25P/Caja
QH-005	Myoglobin	Suero/Plasma/Sangre	Casete			25P/Caja
QH-009	(CRP) Proteína C-Reactive	Suero/Plasma/Sangre	Casete			25P/Caja

Cuantitativo- Tumor y Cáncer

No. de Cat.	Descripción	Muestra	Formato	Limite	Marca CE	Tamaño
QC-001	PSA	Suero/Plasma/Sangre	Casete			25P/Caja
QC-003	α-FP	Suero/Plasma/Sangre	Casete			25P/Caja
QC-008	CEA	Suero/Plasma/Sangre	Casete			25P/Caja
QC-011	FOB	Feces	Casete			25P/Caja
QC-012	FOB	Extracción	Casete			25P/Caja

Cuantitativo- Fertilidad y Salud Natal

No. de Cat.	Descripción	Muestra	Formato	Limite	Marca CE	Tamaño
QF-001	Down's GCG	Suero/Plasma/Sangre	Casete			25P/Caja
QF-003	Down's α-FP	Suero/Plasma/Sangre	Casete			25P/Caja
QF-007	hCG (Embarazo)	Suero/Plasma/Sangre	Casete			25P/Caja
QC-009	hCG (Embarazo)	Orina/Suero/Sangre	Casete			25P/Caja
QC-011	LH (Ovulación)	Orina	Casete			25P/Caja
QC-012	FSH (Menopausia)	Orina	Casete			25P/Caja
QC-013	NTD (Defecto de Tubo Neural)	Sangre/Suero/Plasma	Casete			25P/Caja
QC-015	Terminación del Embarazo	Sangre/Suero/Plasma	Casete			25P/Caja
QT-004	TSH	Suero/Plasma/Sangre	Casete			25P/Caja

Cuantitativo- Enfermedades Infecciosas

No. de Cat.	Descripción	Muestra	Formato	Limite	Marca CE	Tamaño
QI-001	HBsAg (Hepatitis B)	Sangre	Casete			25T/Caja
QI-002	H.Pylori (Prueba Antígeno)	Feces	Casete			25T/Caja
QO-001	Human IgE	Suero/Plasma/Sangre	Casete			25T/Caja
QO-004	Human Albumin	Suero/Plasma/Sangre	Casete			25T/Caja

Cuantitativo- Detección de Abuso de Drogas

No. de Cat.	Descripción	Muestra	Formato	Limite	Marca CE	Tamaño
QD-001	Amphetamine	Saliva/Orina	Casete/Varilla			25P/Caja
QD-002	Methamphetamine	Saliva/Orina	Casete/Varilla			25P/Caja
QD-003	Cocaína	Saliva/Orina	Casete/Varilla			25P/Caja
QD-004	Morphine	Saliva/Orina	Casete/Varilla			25P/Caja
QD-005	*THC (Marihuana)	Saliva/Orina	Casete/Varilla	Δ 9 at 20ng/ml		25P/Caja
QD-006	Benzodiacepinas	Saliva/Orina	Casete/Varilla			25P/Caja
QD-007	PCP	Saliva/Orina	Casete/Varilla			25P/Caja
QD-008	Barbiturates	Saliva/Orina	Casete/Varilla			25P/Caja
QD-009	MDMA (Ecstasy)	Saliva/Orina	Casete/Varilla			25P/Caja
QD-010	Oxycodone (Oxy)	Saliva/Orina	Casete/Varilla			25P/Caja
QD-011	TCA	Saliva/Orina	Casete/Varilla			25P/Caja
QD-012	Metadona (Mtd)	Saliva/Orina	Casete/Varilla			25P/Caja

Todas son disponibles en forma Cuantitativo

Combinaciones disponibles (2en1)(3en1)(5en1)(6en1)(7en1)(8en1)(10en1)(12en1)

ELISA- Infarto de Miocardio Agudo

No. de Cat.	Descripción	Muestra	Formato	Cantidad	Marca CE	Tamaño
998	Troponin I	Suero/Plasma	Elisa Test Kit	10 Kits Mínimo	✓	96 Pruebas
999	CKMB	Suero/Plasma	Elisa Test Kit	10 Kits Mínimo	✓	96 Pruebas
1000	Myoglobin	Suero/Plasma	Elisa Test Kit	10 Kits Mínimo	✓	96 Pruebas

ELISA- Tumor y Cáncer

No. de Cat.	Descripción	Muestra	Formato	Cantidad	Marca CE	Tamaño
2001	α -FP	Suero/Plasma	Elisa Test Kit		✓	96 Pruebas
2002	β -2 Micro globulina	Suero/Plasma	Elisa Test Kit		✓	96 Pruebas
2003	CA-125	Suero/Plasma	Elisa Test Kit			96 Pruebas
2004	CA-153	Suero/Plasma	Elisa Test Kit		✓	96 Pruebas
2005	CA-199	Suero/Plasma	Elisa Test Kit		✓	96 Pruebas
2006	CEA	Suero/Plasma	Elisa Test Kit		✓	96 Pruebas
2007	Free β -hCG	Suero/Plasma	Elisa Test Kit		✓	96 Pruebas
2008	Free PSA	Suero/Plasma	Elisa Test Kit		✓	96 Pruebas
2009	PSA	Suero/Plasma	Elisa Test Kit		✓	96 Pruebas
2010	PSA 45 min	Suero/Plasma	Elisa Test Kit		✓	96 Pruebas

ELISA-Paneles de Hormonas

No. de Cat.	Descripción	Muestra	Formato	Cantidad	Marca CE	Tamaño
1001	FSH	Suero/Plasma	Elisa Test Kit		✓	96 Pruebas
1002	hCG	Suero/Plasma	Elisa Test Kit		✓	96 Pruebas
1003	hGH	Suero/Plasma	Elisa Test Kit		✓	96 Pruebas
1004	LH	Suero/Plasma	Elisa Test Kit		✓	96 Pruebas
1005	Progesterona	Suero/Plasma	Elisa Test Kit		✓	96 Pruebas
1006	Prolactina	Suero/Plasma	Elisa Test Kit		✓	96 Pruebas
1007	Testosterona	Suero/Plasma	Elisa Test Kit	10 Kits Mínimo	✓	96 Pruebas
1008	Estradiol	Suero/Plasma	Elisa Test Kit		✓	96 Pruebas
1009	Insulina	Suero/Plasma	Elisa Test Kit		✓	96 Pruebas
1010	C-Péptida	Suero/Plasma	Elisa Test Kit		✓	96 Pruebas
1011	Visual hCG	Suero/Plasma	Elisa Test Kit		✓	96 Pruebas
1012	β -hCG	Suero/Plasma	Elisa Test Kit			96 Pruebas
1013	Cortisol	Suero/Plasma	Elisa Test Kit	10 Kits Mínimo		96 Pruebas
1014	Down's Síndrome	Suero/Plasma	Elisa Test Kit		✓	96 Pruebas
1015	NTD	Suero/Plasma	Elisa Test Kit		✓	96 Pruebas
1016	DHEA	Suero/Plasma	Elisa Test Kit		✓	96 Pruebas
1017	Progesterone-17 α -hydroxy	Suero/Plasma	Elisa Test Kit		✓	96 Pruebas
1018	DHEA-S	Suero/Plasma	Elisa Test Kit			96 Pruebas
1019	Testosterona Free	Suero/Plasma	Elisa Test Kit			96 Pruebas

ELISA- Paneles del Tiroide

No. de Cat.	Descripción	Muestra	Forma	Cantidad	Marca CE	Tamaño
3001	T-3	Suero/Plasma	Elisa Test Kit		✓	96 Pruebas
3002	T-4	Suero/Plasma	Elisa Test Kit		✓	96 Pruebas
3003	TSH	Suero/Plasma	Elisa Test Kit		✓	96 Pruebas
3004	Ultra-Sensitiva TSH	Suero/Plasma	Elisa Test Kit		✓	96 Pruebas
3005	Free T3	Suero/Plasma	Elisa Test Kit	10 Kits Mínimo	✓	96 Pruebas
3006	Free T4	Suero/Plasma	Elisa Test Kit		✓	96 Pruebas
3008	PTH	Suero/Plasma	Elisa Test Kit			96 Pruebas

ELISA- Enfermedades Infecciosas

No. de Cat.	Descripcion	Muestra	Formato	Cantidad	Marca CE	Tamaño
4005	CMV IgG	Suero/Plasma	Elisa Test Kit		✓	96 Tests
4006	CMV IgM	Suero/Plasma	Elisa Test Kit		✓	96 Tests
4007	H. Pylori IgG	Suero/Plasma	Elisa Test Kit		✓	96 Tests
4008	H.Pylori IgM	Suero/Plasma	Elisa Test Kit		✓	96 Tests
4013	HSV I IgG	Suero/Plasma	Elisa Test Kit		✓	96 Tests
4014	HSV I IgM	Suero/Plasma	Elisa Test Kit		✓	96 Tests
4015	HSV II IgG	Suero/Plasma	Elisa Test Kit		✓	96 Tests
4016	HSV II IgM	Suero/Plasma	Elisa Test Kit		✓	96 Tests
4018	Rubella IgG	Suero/Plasma	Elisa Test Kit		✓	96 Tests
4019	Rubella IgM	Suero/Plasma	Elisa Test Kit		✓	96 Tests
4020	Toxo IgG	Suero/Plasma	Elisa Test Kit		✓	96 Tests
4021	Toxo IgM	Suero/Plasma	Elisa Test Kit		✓	96 Tests
4022	Leptospira	Suero/Plasma	Elisa Test Kit		✓	96 Tests
4026	EBV VCA IgG EB	Suero/Plasma	Elisa Test Kit		✓	96 Tests
4027	EBV VCA IgM EB	Suero/Plasma	Elisa Test Kit		✓	96 Tests
4028	HIV I/II	Suero/Plasma	Elisa Test Kit			96 Tests
4029	HBsAg	Suero/Plasma	Elisa Test Kit			96 Tests
4034	HBsAg	Suero/Plasma	Elisa Test Kit			48 Tests
4035	HBsAb	Suero/Plasma	Elisa Test Kit			96 Tests
4036	HBsAb	Suero/Plasma	Elisa Test Kit			48 Tests
4037	HBeAg	Suero/Plasma	Elisa Test Kit			96 Tests
4038	HBeAg	Suero/Plasma	Elisa Test Kit			48 Tests
4039	HBeAb	Suero/Plasma	Elisa Test Kit			96 Tests
4040	HBeAb	Suero/Plasma	Elisa Test Kit			48 Tests
4041	HBcAb	Suero/Plasma	Elisa Test Kit			96 Tests
4041-M	HBcAb-IgM	Suero/Plasma	Elisa Test Kit			96 Tests
4043	HCV	Suero/Plasma	Elisa Test Kit			96 Tests
4044	Syphilis	Suero/Plasma	Elisa Test Kit		✓	96 Tests
4044-G	Syphilis IgG	Suero/Plasma	Elisa Test Kit		✓	96 Tests
4044-M	Syphilis IgM	Suero/Plasma	Elisa Test Kit		✓	96 Tests
4045/4045M	Chagas IgG – Chagas IgM	Suero/Plasma	Elisa Test Kit			96 Tests
4046	H. Pylori Antigen (Feces)	Suero/Plasma	Elisa Test Kit		✓	96 Tests
4047	Dengue IgG	Suero/Plasma	Elisa Test Kit		✓	96 Tests
4048	Dengue IgM	Suero/Plasma	Elisa Test Kit		✓	96 Tests
4060	Chlamydia Pneumonia IgG	Suero/Plasma	Elisa Test Kit	10 Kits Minimo	✓	96 Tests
4061	Chlamydia Pneumonia IgM	Suero/Plasma	Elisa Test Kit	10 Kits Minimo	✓	96 Tests
4062	Chlamydia Pneumonia IgA	Suero/Plasma	Elisa Test Kit	10 Kits Minimo	✓	96 Tests
4063	Chlamydia Trachomatis IgG	Suero/Plasma	Elisa Test Kit	10 Kits Minimo	✓	96 Tests
4065	Chlamydia Trachomatis IgM	Suero/Plasma	Elisa Test Kit	10 Kits Minimo	✓	96 Tests
4066	Chlamydia Trachomatis IgA	Suero/Plasma	Elisa Test Kit	10 Kits Minimo	✓	96 Tests
4054	Brucella IgG	Suero/Plasma	Elisa Test Kit	10 Kits Minimo	✓	96 Tests
4055	Brucella IgM	Suero/Plasma	Elisa Test Kit	10 Kits Minimo	✓	96 Tests
4094	Bordetela Pertusis IgG	Suero/Plasma	Elisa Test Kit		✓	96 Tests
4094-M	Bordetela Pertusis IgM	Suero/Plasma	Elisa Test Kit		✓	96 Tests
5007	Mycoplasma IgG	Suero/Plasma	Elisa Test Kit	10 Kits Minimo	✓	96 Tests
5008	Mycoplasma IgM	Suero/Plasma	Elisa Test Kit	10 Kits Minimo	✓	96 Tests
5009	HAV IgG	Suero/Plasma	Elisa Test Kit	10 Kits Minimo	✓	96 Tests
5010	HAV IgM	Suero/Plasma	Elisa Test Kit	10 Kits Minimo	✓	96 Tests
5011/5011M	Measles IgG – Measles IgM	Suero/Plasma	Elisa Test Kit		✓	96 Tests
5012	HB Core	Suero/Plasma	Elisa Test Kit		✓	96 Tests

ELISA- Otras Pruebas Auto-Immune

No. de Cat.	Descripción	Muestra	Formato	Cantidad	Marca CE	Tamaño
5001	ANA	Suero/Plasma	Elisa Test Kit	10 Kits Mínimo	✓	96 Pruebas
5002	dsDNA	Suero/Plasma	Elisa Test Kit	10 Kits Mínimo	✓	96 Pruebas
5003	RF IgM	Suero/Plasma	Elisa Test Kit	10 Kits Mínimo	✓	96 Pruebas
5004	CRP	Suero/Plasma	Elisa Test Kit	10 Kits Mínimo	✓	96 Pruebas
5005	Anti-TIPO	Suero/Plasma	Elisa Test Kit	10 Kits Mínimo	✓	96 Pruebas
5006	Anti-TG	Suero/Plasma	Elisa Test Kit	10 Kits Mínimo	✓	96 Pruebas
6001	Ferritina	Suero/Plasma	Elisa Test Kit		✓	96 Pruebas
6002	IgE	Suero/Plasma	Elisa Test Kit		✓	96 Pruebas

Lista de Antígenos

No. de Cat.	Descripción	Muestra	Formato	Cantidad	Marca CE	Forma
Ag-001	Dengue	Proteína Nativa	1-10-100mg	Ag-024	TP-171	Proteína Recombinante
Ag-002	Dengue	Proteína Recombinante	1-10-100mg	Ag-025	Chagas	Proteína Recombinante
Ag-003	Mycoplasma P	Proteína Nativa	1-10-100mg	Ag-026	Sarampión	Proteína Nativa
Ag-004	HBeAg	Proteína Recombinante	1-10-100mg	Ag-027	Paperas	Proteína Nativa
Ag-005	HBCAg	Proteína Recombinante	1-10-100mg	Ag-028	Varicela Zoster	Proteína Nativa
Ag-006	HBsAg	Proteína Recombinante	1-10-100mg	Ag-029	H. Pylori	Proteína Nativa
Ag-007	HAV	Proteína Nativa	1-10-100mg	Ag-030	H/Pylori	Proteína Recombinante
Ag-008	HCV	Proteína Recombinante	1-10-100mg	Ag-031	EBV	Proteína Recombinante
Ag-009	HEV	Proteína Recombinante	1-10-100mg	Ag-032	RSV	Proteína Nativa
Ag-010	HSV-1	Proteína Nativa	1-10-100mg	Ag-033	Chikungunya	Proteína Recombinante
Ag-011	HSV-1 gG1	Proteína Recombinante	1-10-100mg			
Ag-012	HSV-2	Proteína Nativa	1-10-100mg			
Ag-013	HSV-2 gG	Proteína Recombinante	1-10-100mg			
Ag-014	Rubella E2	Proteína Recombinante	1-10-100mg			
Ag-015	CMV	Proteína Recombinante	1-10-100mg			
Ag-016	Toxoplasma	Proteína Nativa	1-10-100mg			
Ag-017	HIV-gp-41-120	Proteína Recombinante	1-10-100mg			
Ag-018	HIV gp-36	Proteína Recombinante	1-10-100mg			
Ag-019	P-24	Proteína Recombinante	1-10-100mg			
Ag-020	TP-15-17-47	Proteína Recombinante	1-10-100mg			
Ag-021	TP-15	Proteína Recombinante	1-10-100mg			
Ag-022	TP-17	Proteína Recombinante	1-10-100mg			
Ag-023	TP-47	Proteína Recombinante	1-10-100mg			

CLIA- Paneles Hormonales

No. de Cat.	Descripción	Muestra	Formato	Cantidad	Marca CE	Forma
7001	FSH	Suero/Plasma	CLIA Test Kit		✓	96 Pruebas
7002	hCG	Suero/Plasma	CLIA Test Kit		✓	96 Pruebas
7003	hGH	Suero/Plasma	CLIA Test Kit		✓	96 Pruebas
7004	LH	Suero/Plasma	CLIA Test Kit		✓	96 Pruebas
7005	Progesterona	Suero/Plasma	CLIA Test Kit		✓	96 Pruebas
7006	Prolactina	Suero/Plasma	CLIA Test Kit		✓	96 Pruebas
7007	Testosterona	Suero/Plasma	CLIA Test Kit			96 Pruebas
7008	Estradiol	Suero/Plasma	CLIA Test Kit			96 Pruebas
7009	Insulina	Suero/Plasma	CLIA Test Kit			96 Pruebas
7010	C-Péptida	Suero/Plasma	CLIA Test Kit			96 Pruebas

CLIA- Tumor y Cáncer

No. de Cat.	Descripción	Muestra	Formato	Limite	CE Mark	Tamaño
8001	α –FP	Suero/Plasma	CLIA Test Kit		✓	96 Pruebas
8002	β -2 Micro globulina	Suero/Plasma	CLIA Test Kit		✓	96 Pruebas
8003	CA-125	Suero/Plasma	CLIA Test Kit		✓	96 Pruebas
8004	CA-153	Suero/Plasma	CLIA Test Kit		✓	96 Pruebas
8005	CA-199	Suero/Plasma	CLIA Test Kit		✓	96 Pruebas
8006	CEA	Suero/Plasma	CLIA Test Kit		✓	96 Pruebas
8007	Free β hCG	Suero/Plasma	CLIA Test Kit		✓	96 Pruebas
8008	Free PSA	Suero/Plasma	CLIA Test Kit		✓	96 Pruebas
8009	PSA	Suero/Plasma	CLIA Test Kit		✓	96 Pruebas
8010	NSE	Suero/Plasma	CLIA Test Kit		✓	96 Pruebas

CLIA- Enfermedades Infecciosas

No. de Cat.	Descripción	Muestra	Formato	Limite	CE Mark	Tamaño
10005	CMV IgG	Suero/Plasma	CLIA Test Kit		✓	96 Pruebas
10006	CMV IgM	Suero/Plasma	CLIA Test Kit		✓	96 Pruebas
10013	HSV I IgG	Suero/Plasma	CLIA Test Kit			96 Pruebas
10014	HSV I IgM	Suero/Plasma	CLIA Test Kit		✓	96 Pruebas
10015	HSV II IgG	Suero/Plasma	CLIA Test Kit		✓	96 Pruebas
10016	HSV II IgM	Suero/Plasma	CLIA Test Kit		✓	96 Pruebas
10018	Rubella IgG	Suero/Plasma	CLIA Test Kit		✓	96 Pruebas
10019	Rubella IgM	Suero/Plasma	CLIA Test Kit		✓	96 Pruebas
10020	Toxo IgG	Suero/Plasma	CLIA Test Kit		✓	96 Pruebas
10021	Toxo IgM	Suero/Plasma	CLIA Test Kit		✓	96 Pruebas
10029	HBsAg	Suero/Plasma	CLIA Test Kit		✓	96 Pruebas
10030	HBsAb	Suero/Plasma	CLIA Test Kit		✓	96 Pruebas
10031	H. Pylori IgG	Suero/Plasma	CLIA Test Kit		✓	96 Pruebas
10032	HBcAb (Total)	Suero/Plasma	CLIA Test Kit		✓	96 Pruebas
10033	HBsAb IgM	Suero/Plasma	CLIA Test Kit		✓	96 Pruebas

CLIA- Paneles de Tiroides

No. de Cat.	Descripción	Muestra	Formato	Limite	CE Mark	Tamaño
9001	T-3	Suero/Plasma	CLIA Test Kit		✓	96 Pruebas
9002	T-4	Suero/Plasma	CLIA Test Kit		✓	96 Pruebas
9003	TSH	Suero/Plasma	CLIA Test Kit		✓	96 Pruebas
9004	Ultra sensitiva TSH	Suero/Plasma	CLIA Test Kit		✓	96 Pruebas
9005	Free T3	Suero/Plasma	CLIA Test Kit		✓	96 Pruebas
9006	Free T4	Suero/Plasma	CLIA Test Kit		✓	96 Pruebas

Lector QikTech 1000 Elisa Test Kit disponible por solitud

QikTech 1500 CLIA Test Lumino- Lector de Meter disponible por solitud

CLIA- Otras Pruebas

No. de Cat.	Descripción	Muestra	Formato	Limite	CE Mark	Tamaño
11001	Ferritina	Suero/Plasma	CLIA Test Kit		✓	96 Pruebas
11002	IgG	Suero/Plasma	CLIA Test Kit		✓	96 Pruebas
11003	CRP	Suero/Plasma	CLIA Test Kit		✓	96 Pruebas
11004	Micro-Albumin	Suero/Plasma	CLIA Test Kit		✓	96 Pruebas

Fertilidad Y La Salud Natal

Pruebas para Síndrome de Down- No. de catalogo F-001-003-3

Pruebas de detección de síndrome de Down son ofrecidas como rutina de atención prenatal. Nuestro producto patentado y no invasivo como parte del proceso in-vitro detecta Síndrome de Down con dos indicadores; hCG y α -FP. Esta prueba es extremadamente precisa.

Pruebas de tubo neurales- No. de catalogo F-014/F-014B

Defectos de tubos neurales (ntd) son unos de los defectos más comunes que ocurren en aproximado uno en un 1,000 de nacimientos vivos. Nuestro producto original, en la forma de una prueba semi-cuantitativa, detecta defectos en tubos neurales en el feto por manera de determinar un cierto nivel de α -FP.

Pruebas de Estradiol- No. de catalogo N-003

Esta prueba calcula el nivel de la hormona Estradiol en el torrente sanguíneo. Estradiol es la más importante forma de la hormona Estrógeno. Altas niveles de la producción de Estradiol es responsable por los cambios hormonales. Es importante a analizar los niveles de Estradiol porque es útil en la monitorización de la progresión del embarazo, tratamientos de fertilidad, o a evaluar los síntomas de la menopausia. Esta prueba es considerada muy sensible y precisa.

Pruebas de perdida gestacional temprana o aborto involuntario No. de catalogo F-015/F-016

Malparto es la más común complicación de los primeros meses del embarazo. Esta prueba ayuda a determinar un cierto nivel de HCG (Human Chorionic Gonadotropin) con una precisión de 99%, en que determina que un malparto será probable.

QikTech™ 3000

Una Solución Confiable Para Pruebas Móviles.



Cuantitativo móviles portátiles

El **QikTech 3000** fue diseñado para uso policial pero su diseño lo convierte en un instrumento más versátil para las pruebas diagnósticas en las condiciones difíciles. Estamos orgullosos de presentar este instrumento ideal y fidedigno para uso en la sala de emergencia, ambulancia, los profesionales en las áreas rurales, las pruebas móviles, las pruebas de cabecera, los centros de detención, los centros de rehabilitación, uso forense, y también para usos clínicos tradicionales.

El **QikTech 3000**, en un solo paso, nos presenta una solución más exacta y fidedigna para pruebas del abuso de las drogas. Se puede detectar una droga singular o una combinación de drogas en una sola muestra. Este instrumento muy preciso está preparado específicamente para todas nuestras pruebas de drogas de abuso usando fluidos orales y también tiene la capacidad de probar THC (marihuana) a parent Δ^9 20ng/ml, pero también se puede modificar para obtener resultados más sensitivos. Este aparato, de nuevo, puede ser modificado y diseñado para usos de oncología, cardiología, fertilidad, enfermedades infecciosas, y otras necesidades de los clientes.

El **QikTech 3000** es un aparato innovador que combina varias funciones en una plataforma conveniente, completa con pantalla táctil, memoria interna, Wi-Fi con capacidad de cargar y descargar datos, reconocimiento de la licencia de conducción usando tecnología OCR, lector magnético de cartas, y lector RFID que reconoce el tipo de prueba y los meticos diagnósticos para validar los resultados. En adición, el aparato viene con una opción de agregar un escáner de huellas y un aparato de análisis de alcohol por manera de saliva para los agentes del orden. Finalmente, el **QikTech 3000** también viene con una imprimadora integrada para obtener resultados en menos tiempo.



Seguro y Confiable!

Fácil a Usar!

Resultados Rápidos!

QikTech Detección de Drogas Por Fluido Oral

QikTech
HIKTECH



Prueba Rápida de Solo un Paso Saliva THC (Marijuana)

No. de Catalogo D-005S

THC es uno de los ingredientes activos en la cannabis, y cuando es en gestionada, la droga se metaboliza atreves del hígado. Como un miembro del grupo alucinógeno, dosis altas usadas por los abusadores pueden causar cambios en humor y percepción sensorial, falta de coordinación, falta de memoria temporal, ansiedad, paranoia, alucinaciones, y otros efectos secundarios. Esta prueba detecta el componente nativo con el nombre **THC parent Δ (Delta)-9**, y los otros metabólicos en niveles bajos de detección. Esta prueba es muy sensible y precisa, usando un límite de **20ng/ml** como una base, pero puede ser también personalizada a tener un límite de **4ng/ml** o cualquier otro limite que será necesario para su necesidad.

Detección por método de fluido oral tiene varias ventajas comparado la detección por orina o sangre porque inmediatamente detecta drogas después de consumición, antes de que sean metabolizados. Estas ventajas son visibles durante el periodo de detección del abuso de drogas cuando se usan otros métodos como orina; el periodo de detección usando otros métodos es más largo. Por ejemplo, orina o sangre solamente enseñara que el consumo ocurrió al menos de 20 días después del uso, pero estas pruebas fallan a proveer un resultado en tiempo real para ser utilizados como evidencia, lo cual es importante en lugares en donde las leyes de THC son menos estrictas pero usadas más regularmente. Finalmente, fluido oral (saliva) es fácil a obtener y presenta menos chances de adulterantes.

Nuestras pruebas de fluido oral son una solución excepcional y confiable para personas quienes requieren pruebas de altas niveles de sensibilidad y exactitud. Esta prueba puede ser personalizada a detectar otras drogas en adición a THC, y también preparada a ser usada en combinación con nuestros lectores cuantitativos **QikTech 2000** y **QikTech 3000**. Es una opción estupenda para pruebas móviles, clínicas del manejo de dolor, pruebas en las empresas, clínicas de salud, clínicas de rehabilitación, y otros lugares en donde la detección del abuso de drogas es vital a la seguridad y rendimiento profesional. Esta prueba es solamente para exportación y uso forensico. Recomendamos usar una muestra de fluido oral fresca para obtener resultados óptimos



Hecho en los E.U.A!
Resultados en Minutos!
18 Meses de vida útil Garantizada!

QikTech
HIKTECH

QikTech™ 2000

Una Solución Confiable Para Pruebas En Laboratorio




Lector Cuantitativo Para Pruebas Rápidas

El **QikTech 2000** es un aparato cuantitativo que provee resultados precisos con alta sensibilidad. Lee y calibra para líneas de la prueba que son visualmente difíciles para reconocer.

El **QikTech 2000** simplifica una diagnostico preciso, disminuye el tiempo de lectura y reporta resultados cuantitativos confiables. El lector provee lectura de todas las pruebas rápidas en nuestra gama de productos con una o varias líneas de control y prueba.

El **software de QikTech 2000** provee una interface fácil de leer y fácil de operar en un solo paso. El software analiza automáticamente y produce un reporte que puede ser presentado en forma de reportes médicos, haciéndolo mas fácil para los profesionales en áreas de salud a leer los resultados numéricos.

Nuestro software provee la habilidad de controlar varias pruebas, organizar y asociarlos con pacientes específicos, y mantener los pacientes y kits de pruebas. Finalmente, nosotros podemos personalizar y calibrar el lector y el software para cualquier necesidad con la opción de un RFID y un código de barras.



QikTech

Preciso!

Confiable!

Resultados en Minutos!

Pruebas Para Indicadores Cardiacos



Prueba de Troponin I

No. de Catalogo H-001/H-002

Durante un infarto de miocardio, Troponin es producido por un grupo de miocitos citosolicos. Con la degradación de filamentos de actino y myosin, su producción es prolongada. Esta prueba rápida detecta el Troponin y sus complejos. Es la prueba más sensitiva y específica para examinar si un infarto ocurrió y causo daño. Puede ser personalizada a tener límites tan bajos como 0.5ng/ml, que es 25 veces más sensible que otros productos en el mercado.

Prueba de NT-pro

No. de Catalogo H-013

Una insuficiencia cardiaca puede ser monitoreado con diferentes tratamientos médicos, pero es importante tener un diagnostico preciso para hacer una decisión de acción medica. Esta prueba rápida está diseñada para medir la concentración de *N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-proBNP)* en el suero, la sangre, o en la plasma. Detección avanzada es crucial de manera a proveer un buen pronóstico.

Prueba cFABP

No. de Catalogo H-017/H-018

Esta prueba es extremadamente sensible y permite la detección de indicadores cardiacos específicos en la sangre, suero, o plasma. c-FABP es un prueba de detecta las concentraciones de Acid-Binding Protein grasos que son liberados cuando **el tejido cardiaco se daña**. Esta prueba detecta c-FABP aproximadamente 1-3 horas después de un infarto de miocardio grave.

Prueba de C-Reactive protein (CRP)

No. de Catalogo H-009/H-010

Daño a las arterias es un resultado de invasiones de células blancas y inflamación. CRP es un indicador general para inflamación y infección. Esta prueba, en la forma de un assyao semi-cuantitativo, puede ser usada para indicar un riesgo de enfermedad de las arterias coronarias, Diabetes, e infarto de miocardio grave.

Tiras Reagentes Para Análisis de Orina

Nuestra prueba de análisis de orina es una nueva adición a nuestra marca QikTech , y estamos orgullosos de anunciar que es un modo fácil para evaluar su salud sin gastar tiempo ni dinero en un laboratorio tradicional. Estas tiras son las mismas tiras usadas todos los días por médicos, laboratorios, y otros profesionales en las áreas de salud que participan en el diagnóstico y en la evaluación de problemas potenciales de salud. Las almohadillas con reactivo reaccionan con la muestra de orina para proveer un color visible dentro de un minuto o menos dependiendo del panel específico que se utilice. Después el color es comparado contra una grafica que determina el nivel de cada factor químico presente. Los resultados pueden ser útiles en proveer información sobre el metabolismo de carbohidratos, la función del hígado, balance de ácidos y base, bacteriuria, sangre oculta, leucocitos, y otras condiciones de salud en general.



Cada frasco del análisis incluye una grafica de colores. El color reactivo de cada panel en la tira es comparada al color mas similar en la grafica. El color más similar indica el resultado de la prueba. Para comenzar la prueba, se necesita una muestra fresca de orina en un contenedor limpio y seco. Para los mejores resultados, comencé la prueba en la mañana con la primera orina del día por la razón que esa muestra tendrá una concentración alta de indicadores. Después, remueva una de las tiras reactivas de la botella e inmediatamente reemplace la cobertura, evitando exponer las tiras que sobran a la luz y el aire. Siguiendo, sumergir la tira en la muestra y remuévala para evitar la disolución de la tira en la muestra. Después de algunos segundos o minutos, compare el cambio de color con la grafica provista. Para comprender mejor sus resultados, siempre consulte con su médico. Estas pruebas son solo para exportación o usa forensico.

QikTech

Rapidez!

Exactitud!

Resultados!

Enfermedades Infecciosas

Prueba combinada TORCH (IgG/IgM)

No. de Catalogo I-036/I-042

La prueba de TORCH es algo necesario para mujeres embarazadas y para recién nacidos porque detecta los antígenos de las infecciones asociadas con TORCH. Si la madre o el bebe tiene algunos síntomas, esta prueba puede determinar si la persona ha tenido una infección reciente, infección en el pasado, o nunca ha sido expuesto a ninguna de las infecciones asociadas con TORCH. La prueba combina 5 pruebas en 1 panel para detectar cualquier de los 5 virus (Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes Simplex I/II). Esta prueba también viene en una sola prueba.

Prueba combinada Dengue IgG/IgM

No. de Catalogo. I-062C

El Virus del Dengue es común en áreas tropicales y es la causa de aproximadamente 20,000 muertes anuales y 3 millón de hospitalizaciones de niños y adultos durante las décadas pasadas. Por la razón que no existe vacunas para el virus, es vital de tener acceso a instrumentos de pruebas confiables. Esta prueba de solo un paso provee alta sensibilidad y precisión. La combinación puede determinar infección pasada o reciente en solo minutos. Pruebas singulares de IgG o IgM también son disponibles así como también la prueba del antígeno NS1.

Combinación de Pruebas para Malaria (P.F/P.V)

No. de Catalogo. I-071

Malaria es una enfermedad transmitida por mosquitos que infecta más de 200 millones de gente y causa la muerte de más de 1 millón de gente al año.

Esta combinación es increíblemente precisa y una de los productos más populares que producimos para organizaciones internacionales, hospitales, y distribuidores. Esta prueba combine los mejores antígenos y es disponible separado en forma (Pf) o (Pv).

Prueba Rápida de Tifoidea (IgG/IgM)

No. de Catalogo I-077-5

Tifoidea es una enfermedad con la potencial de causar muerte. Esta enfermedad es resultado de la bacteria Salmonella Typhi. Es una enfermedad común en el mundo que afecta aproximadamente 12.5 millones de gente cada año. Esta prueba rápida permite la simultánea detección y diferenciación del anti-S.Typhi IgG y IgM en el suero o plasma. Es un súper instrumento para determinar si la persona tiene fiebre de Tifoidea y es extremadamente sensible.

Tumor Y Cáncer

Prueba para Carcinoembryonic Antígeno (CEA)

No. de Catalogo –C-008/C-010

CEA es una glicoproteína parte del proceso de adhesión de una célula. Normalmente se produce durante el desarrollo del feto, pero la producción de CEA para antes de que se alivia la mama. CEA se encuentra en el suero de individuales con colorectal Carcinoma, carcinoma-gástrica, carcinoma pancreática, carcinoma de los pulmones, y carcinoma de los pechos. Esta prueba rápida es muy útil para pacientes de cáncer porque permite el monitoreo de la producción de este antígeno con 99% de exactitud.

Prueba para Alpha-Fetoprotein (α -Fp)

No. de Catalogo –C-005/C-007

A-FP es una proteína importante en la plasma y producida en el hígado durante el desarrollo del feto y es supuesto de ser la forma fetal del suero albumin. Esta proteína se usa en la detección de complicaciones fetales durante el embarazo. Sin embargo, en adultos, un nivel mas de 500ng/ml puede ser una forma indicativa de ciertos canceres o enfermedades del hígado. Esta prueba es un buen instrumento para ayudar en la detección del cáncer, proveyendo 99% de exactitud.

Prueba para Prostate-Specific Antígeno (PSA)

No. De Catalogo C-001-1/C-001-2

Pruebas para la Próstata son consideradas controversiales y los métodos de exanimación son muy incómodos. Esta prueba rápida es la solución por esos individuos quienes se acercan a la edad en donde un examen es necesario. Esta prueba detecta los dos Free y Complex PSA, y se puede personalizar con limites hasta 20ng/ml.

Sangre Oculta Fecal (Fecal Oculta Blood (FOB))

No. de Catalogo C-016/C-017

Esta prueba específica tiene como objetivo detectar perdidas de sangre en el tracto gastrointestinal, desde la boca al colon. Esta prueba es muy útil detectando anemia o para servir como un signo de mayor necesidad de investigación para detectar ulceras pépticas o canceres malignos.

Aparatos de Detección de Alcohol

“JAI International, Inc. comercializa con orgullo alcoholímetros de alta calidad
Que proveen resultados en solo segundos.”

La serie de alcoholímetros AlcoHAWK® son diseñados a proveer las necesidades de una gama amplia de aparatos para pruebas personales y profesionales.



La Serie AlcoHAWK® son aparatos accesibles que detectan la presencia de alcohol a los límites prohibidos por la ley, por ejemplo 0.02% o otros límites populares como 0.08%.

El AlcoHAWK® PT500 es el aparato ideal para los agentes del orden, clínicas del abuso de drogas, y otras áreas profesionales en donde se requiere un análisis confiable del alcohol.

El modelo AlcoHAWK® PRO ha sido usado por más de 9 años por profesionales y consumidores. Es un aparato preferido en la industria por su rendimiento y calidad. El AlcoHAWK® PRO Classic a las mismas características pero con un diseño moderno.



El AlcoHAWK® PRO Classic es el aparato ideal para pruebas personales o profesionales que requieren un aparato para pruebas móviles. El PRO Classic incluye Air Check Technology™ para asegurar que una muestra suficiente es obtenida.

Fáciles a Leer! Resultados Rápidos!



Tiempo de soplar ajustable!

Capacidad de emprimación por WIFI!

Variedad de conversiones de output.



Instrucciones de Uso



4 Read results at 5 minutes. Test results remain stable for a minimum of 60 minutes.



Negative results can be read as soon as they appear.
Read positive results at 5 minutes.



All positive results are presumptive and should be confirmed by an alternative method (e.g. GC/MS).
A photocopy of the results can be made by placing the entire sealed cup with the card face down on the copier.



“ El vaso de detección de drogas QikTech es fácil para usar y rápido!”

“Vasos son aprobados por el FDA y permitidas por CLIA!”

“Personalizaciones de combinaciones de cualesquiera panales son disponibles!”

QikTech Pruebas Combinadas Para VIH

VIH I/II Combinación de Pruebas Rápidas de Solo Un Paso

No. de Catalogo-I-021-1/I-021-2


El virus de inmunodeficiencia humana (VIH) es el virus que causa la SIDA. Este virus se transmite de persona a persona por manera de transfusión de sangre infectada o por manera de contacto con fluidos del cuerpo con alguna membrana mucosa de una persona sana.

Mujeres embarazadas también pueden transmitir el virus a sus bebés durante el embarazo, momento de aliviar, o durante amamantamiento. Esta prueba detecta los anticuerpos de VIH I/II en la sangre, suero, o plasma. En adición, esta prueba también puede ser modificada con otros bioindicadores (Antígeno P-24) que permiten la detección de los anticuerpos en mínimo de 2 semanas después de exposición al virus. Un Kit ELISA también es disponible para esta prueba y otras.



Presentación del Kit ELISA

Instrucciones de Uso



QIKTECH

Hecho en los E.U.A!
Resultados en solo Minutos!
18 Meses de Vida Útil Garantizada!

QikTech Prueba del Embarazo de Solo Un Paso HGC



Prueba Rápida del Embarazo de Solo Un Paso HCG

No. de Catalogo-F-007/F-009

Human Chorionic Gonadotropin (HCG) es una hormona producida por una placenta después de ser fertilizada. Esta prueba usa una combinación original de tinte monoclonal conjúgate y anticuerpos polyclonal solid phase para precisamente identificar el HCG en la orina o suero de las mujeres que tienen posibilidad de estar embarazadas. Esta prueba se presenta en tres configuraciones convenientes: una tira, midstream, y casete. Aparte esta prueba esta diseñada a proveer 99% de exactitud.



Instrucciones de Uso




Hold the dropper vertically and transfer 3 full drops of urine (approx. 100uL) to the sample well(S) of the test device.


Add 3 drops



5-10 min



3min



QikTech

Hecho en los E.U.A!
Resultados en solo Minutos!
18 Meses de Vida Útil Garantizada!

QikTech Prueba Combinada de HBV


Combinación de Pruebas Rápidas de Solo un Paso Del Virus Hepatitis B (HBV)

No. de Catalogo I-018

Hepatitis B es un enfermedad infecciosa causado por el virus hepatitis B (HBV) que infecta los hígados de los homínidos. Millones de gente son infectados con este virus y tienen el riesgo de adquirir cáncer del hígado. Las pruebas de **HBsAg** y **HbeAg** y **HBsAb** detectan los antígenos correspondientes en el suero. Usando la tecnología mas moderna en combinación con la manera de detección, **HBeAb** y **HBcAb** pueden detectar las sustancias correspondientes en el suero muy rápido.



Instrucciones de Uso



QikTech

Hecho en los E.U.A!
Resultados en solo Minutos!
18 Meses de Vida Útil Garantizada!

QikTech Pruebas de HCV

Prueba Rápida de Solo un Paso para la Virus Hepatitis C (HCV)


No. de Catalogo I-022/I-024

Hepatitis C es una enfermedad viral que causa inflamación del hígado.

Hepatitis C es reconocido como el agente mayor del hepatitis crónico (Non-A acequero por transfusión, non-B hepatitis y enfermedades del hígado) en el mundo. Esta prueba combina años de investigación y desarrollo en un ensayo que puede cualitativamente detectar el anti-cuerpo de anti-HCV en el espécimen. Nuestra prueba tiene una exactitud de 97% y es la mas rápida, precisa, y más conveniente modo de probar en el mundo de hoy.



Instrucciones de Uso



QikTech

Hecho en los E.U.A!
Resultados en solo Minutos!
18 Meses de Vida Útil Garantizada!

QikTech Pruebas de H.Pylori


Prueba Rápida de solo un paso para H. Pylori (Helicobacter Pylori)

No. de Catalogo-001/I-002

Helicobacter pylori son un grupo de bacteria en forma de una varilla espiral, que se encuentran en la capa mucosa del estomago o en el forro del estomago. Esta bacteria causa más de 90% de ulcers duodenales y hasta 80% de ulcers en el estomago. Aproximadamente dos tercios de la población del mundo está infectada con H. Pylori. Esta prueba es muy efectiva y provee 99% de exactitud. Aparte, esta prueba consiste de una tira membrana absorbente y cromatografica que está cubierto con la alta afinidad, anti-humana IgG que identifica anticuerpos de H. Pylori en las muestras.



Instrucciones de Uso



QikTech

Hecho en los E.U.A!
Resultados en solo Minutos!
18 Meses de Vida Útil Garantizada!

CALIDAD SUPERIOR

Nosotros creamos y fabricamos productos de diagnósticos garantizados a tener 18 meses de vida útil. Nuestros productos constantemente resultan en la satisfacción más alta de nuestros consumidores.

JAJ internacional siempre se adhiere a conformar con calidad superior, reconocida por organizaciones de gestión de sustantivos internacionales. Estamos comprometidos a ayudar a los pacientes a lograr sus objetivos de su salud.



"JAJ, a tu lado paso a paso."

info@jajinternational.com - www.jajinternational.com

Información Sobre Pedidos

Todos los productos son solamente para útil de exporte o usa forensita.

Busquenos

Por asistencia con pedidos o productos defectuosos, por favor de considerar la información Siguiente.

JAJ International, Inc., bajo solicitud, programara pedidos de cualquier producto a continuar.



Pedidos

En poner su pedido, por favor provéenos con una descripción completa del producto, numero de catalogo, tamaño de la unidad, cantidad deseada, y otras instrucciones con la dirección de facturación y dirección de envío correctas.

Información de Contacto:

JAJ International, Inc.
10054 Mesa Ridge Court - Suite 120
San Diego, CA 92121 USA
Tel: +1 (858) 866-0788
Toll Free: +1 (866)826-9734 (Solo E.U.A)
Fax: +1 (858) 866-1688
Página de Internet: www.jajinternational.com
Correo Electrónico: info@jajinternational.com

Condiciones de Producción

Para pedidos normales, el tiempo de producción es normalmente entre 15-20 días hábiles. De vez en cuando dependiendo de la cantidad o si ciertos materiales están pendientes de entrega, o si se requiere embalaje personalizado, el tiempo de producción tardaría un poco más de tiempo. Pedidos entraran en producción cuando recibamos el pago y cuando la factura Pro-Forma es firmada. Todas nuestras pruebas rápidas tienen una vida útil de 18 meses.

Precios, Envío y Recibo

Proveemos precios en dólares Americanos, y los precios pueden cambiar sin noticia después de una fecha valida. Descuentos por cantidad están disponibles con pedidos grandes. Por favor ponga atención que los clientes son responsables por costos de envío, aduaneros, costos de bancos, materiales adicionales, controles, y cualquier otros costos asociados con su orden. Para más información, por favor comunicarse con su representante de ventas.

Errores con Pedidos

Mercancía ordenada en error tiene que ser reportada dentro de 10 días de la fecha de factura. Por favor comunicarse con nuestro servicio de atención al cliente o con su propio ejecutivo de cuentas para recibir información adicional.

Política de Devoluciones

Devoluciones no serán aceptadas sin verificar y sin repetir una prueba sobre los productos. Para devolver un producto (sin uso) por favor comunicarse con nuestro servicio de atención al cliente o con unos de nuestros representativos de ventas.





RAPIDES, EXACTITUD, RESULTADOS

•10054 Mesa Ridge Court •Suite120 •San Diego • CA 92121 USA •T: +1 (858) 866-0788 •T: +1 (866) 526-9738 (Solo EUA)

Fax: +1 (858) 866-1688 • Correo: info@jajinternational.com •
www.jajinternational.com